



## DNAfect Transfection Reagent 成功完成高效转染的保证

凡一次性购买超过 ¥ 798，赠送电影票2张或精美实验服一件；  
一次性购买超过 ¥ 2000，赠送价值 ¥ 243的时尚背包一个。

活动日期：2011年7月1日 ~ 2011年9月30日

### DNA转染试剂

随着科技的发展，转染不应该成为您科研中的瓶颈，相反，它应是您的研究工具。为实现这一目的，康为世纪研发出了高效的DNA转染试剂，是一种高效的阳离子脂质体转染试剂，适用于多种细胞的DNA转染。对于大多数细胞系包括原代细胞都有较高的转染效率，并且对细胞毒性极低。本转染试剂可应用于瞬时转染、稳定转染、共转染、进行高通量DNA和RNA转染，基因表达和基因功能研究。

### 产品特点

- 高转染效率
- 低细胞毒性
- 已验证可以高效转染同类产品不能转染的细胞系，以及高效转染几十种常见细胞系。
- 转染可重复性高
- DNA用量小，约为同类产品的1/4

目录号	产品名称	规格	价格
CW0860	DNA转染试剂	0.5 ml	¥ 998
CW0860A	DNA转染试剂	1 ml	¥ 1598

### 实验例




图 1 使用康为世纪金牌超量无内毒素质粒大提试剂盒 (#CW2104) 提取后的质粒，分别使用康为DNAfect Transfection Reagent (#CW0860) 和Lipofectamine 2000 转染比较难转染Human Myelogenous Leukemia效果图




图 2 使用康为世纪金牌超量无内毒素质粒大提试剂盒 (#CW2104) 提取后的质粒，分别使用康为DNAfect Transfection Reagent (#CW0860) 和Lipofectamine 2000 转染Hela细胞效果图



图3 分别使用康为DNAfect Transfection Reagent (#CW0860)和Lipofectamine 2000转染SiRNA到稳定表达GFP的Hela细胞转中, 转染48小时后观察结果




图4 分别使用康为DNA转染试剂 (#CW0860)和Company I DNA转染试剂转染293T细胞转染效率及细胞活性结果图

表1 CWBIO转染试剂能高效转染同类产品不能转染的一些细胞系。

Cell Line	Transfection Efficiency (%)	
	CWBIO DNA转染试剂	Company I DNA转染试剂
SKOV3	85%	0%
HEY (Ovarian Carcinma)	95%	N/A
Vero	10%	N/A

## 相关产品

目录号	产品名称	规格	价格
CW2104	金牌超量无内毒素质粒大提试剂盒	10次	¥ 798
CW2104B	金牌超量无内毒素质粒大提试剂盒	20次	¥ 1298
CW2105	无内毒素质粒中提试剂盒	50次	¥ 358
CW2106	无内毒素质粒小提试剂盒	50次	¥ 298

**打包购买  
更加实惠**

金牌超量无内毒素质粒大提试剂盒10次 (¥798) + DNA转染试剂0.5 ml (¥998) = ¥1598

**并赠送礼品**

**欢迎登录康为世纪网站, 免费申领试用装**

**订购方式**

Phone: 86-10-58851919(北京) 86-21-34227503(上海) 4006-222-360(免费电话)

E-mail: order@cwbiotech.com 或登录网站线上咨询

**www.cwbiotech.com**