



# Anti GFP-Tag Mouse Monoclonal Antibody

## 抗GFP标签鼠单克隆抗体

**目录号：** CW0086S (20  $\mu$ l)  
CW0086M (100  $\mu$ l)

**保存条件：** -20 $^{\circ}$ C以下长期保存

### 产品内容

Catalog no.	CW0086S	CW0086M
Volume	20 $\mu$ l	100 $\mu$ l

**抗体类型** 鼠单克隆抗体IgG1

**抗体浓度** 1 mg/ml

**免疫原** 人工合成多肽

**克隆号** 5F2

## 产品简介

GFP或其突变体EGFP(enhanced green fluorescent protein)与目的蛋白融合表达常用于检测目的蛋白的表达和分布。该抗体特异识别GFP以及EGFP、YFP、EYFP、CFP等一些突变体。

## 应用范围

Western Blot 1: 500-2000

ELISA 1: 200-20000

## 注意事项

1. 本产品仅用于科研，不能用于人体实验或人体治疗；
2. 为了获得实验最佳效果，请根据实验调整最佳工作稀释度。

## 实验图例



← GFP标签蛋白

抗GFP标签鼠单克隆抗体检测表达GFP融合蛋白  
(69 kD)的稳定转染细胞总蛋白样品Western Blot结果

本产品仅供科研使用，请勿用于临床诊断及和其他用途